



STANDARD MYCOTOXINS

OPTIMALNA METODA **ELISA SISTEM** ZA ANALIZU SVIH MIKOTOKSINA



Potreban samo jedan standard za postizanje preciznih rezultata

Jedna univerzalna ekstrakcija za Aflatoksin B1, Total, DON, ZON, Fumonizin



ZA SAMO  MIN

Najisplativija
ELISA metoda

PRECIZAN I STABILAN KAO REGULARAN ELISA SISTEM



1-Standard ELISA serija je inovativna ELISA metoda koja koristi prekalibrisanu krivu za kvantifikaciju miktoksina.

Prekalibrisana standardna kriva 1-standard metode je izvođena više puta u laboratoriji ProGnosis i nakon temeljnog ispitivanja i validacije jedinstvena je za svaki lot. Korisnik preuzima prekalibrisanu krivu na Prognosis Data Reader.
