

乳及乳制品 抗生素



QUANTUM BT-CEF

量子试剂卡

W1030/W1060

检测牛奶、山羊奶和绵羊奶中的β-内酰胺类, 包括头孢氨苄, 以及四环素类药物

- 阴性样品90秒出结果
- 5分钟可出定量结果
- 验证机构: ILVO

QUANTUM BT-S

量子试剂卡

W1130/W1160

检测牛奶、山羊奶和绵羊奶中的β-内酰胺类、四环素类以及磺胺类药物

- 阴性样品90秒出结果
- 5分钟可出定量结果

QUANTUM BT-SQ

量子试剂卡

W1230/W1260

检测牛奶、山羊奶和绵羊奶中的β-内酰胺类、四环素类、磺胺类以及喹诺酮类药物

- 阴性样品2分钟出结果
- 5分钟可出定量结果

QUANTUM BT-SC

量子试剂卡

W1330/W1360

检测牛奶、山羊奶和绵羊奶中的β-内酰胺类、四环素类、链霉素类以及氯霉素类药物

- 阴性样品2分钟出结果
- 5分钟可出定量结果

ILVO

弗拉芒农业渔业和食品研究所



SYMMETRIC B+T

试纸条

S1048/S1096

检测牛奶、山羊奶和绵羊奶中的β-内酰胺类和四环素类药物

- 5分钟检测程序
- 试纸条形式
- 验证机构: ILVO
- 验证机构: Laboratorio Interprofesional Lechero de Cantabria (lilc)



ILVO

弗拉芒农业渔业和食品研究所



SYMMETRIC BTS

试纸条

S1248/S1096

检测牛奶、山羊奶和绵羊奶中的β-内酰胺类、四环素类和磺胺类药物

- 5分钟检测程序
- 试纸条形式
- 验证机构: ILVO



QUANTUM ANTIBIOTICS

在最短时间内得出 二元答案

- 从运奶车、冰箱或奶罐中直接测试冷牛奶
- 目测判读
- 无需额外耗材
- 快速且简单的定量检测
- 结果历史记录可完整保留--方便共享



SYMMETRIC ANTIBIOTICS

快速且准确的 快检产品

- 目测判读
- 40°C下孵育
- 快速且简单的定量检测
- 结果历史记录可完整保留--方便共享