

LECHE Y LÁCTEOS ANTIBIÓTICOS



RESPUESTA BINARIA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE



Analice leche fría directamente del camión, tanque o frigorífico

Opción de interpretación visual

Sin necesidad de material extra

QUANTUM BT-CEF

W1030/W1060

Detección de **β -lactámicos**, incluida **Cefalexina**, y **Tetraciclinas** en leche de vaca, cabra y oveja

- Resultados finales en **5 minutos**
- Validado por: **ILVO | LILC**


ILVO  Resultados negativos en: 

QUANTUM BT-S

W1130/W1160

Detección de **β -lactámicos**, **Tetraciclinas** y **Sulfonamidas** en leche de vaca, cabra y oveja

- Resultados finales en **5 minutos**
- Validado por: **ILVO**

ILVO Resultados negativos en: 

QUANTUM BT-SC

W1330/W1360

Detección de **β -lactámicos**, **Tetraciclinas**, **Estreptomicina** y **Cloranfenicol** en leche de vaca, cabra y oveja

- Resultados finales en **5 minutos**

Resultados negativos en: 



QUANTUM BT-SQ

W1230/W1260

Detección de **β -lactámicos**, **Tetraciclinas**, **Sulfonamidas** y **Quinolonas** en leche de vaca, cabra y oveja

- Resultados finales en **5 minutos**

Resultados negativos en: 

QUANTUM BL

W1430/W1460

Detección de **β -lactámicos** en leche fresca de vaca

- Resultados finales en **2 minutos**

Resultados negativos en: 

TESTS RÁPIDOS Y PRECISOS



Opción de interpretación visual

Incubación a 40°C




SYMMETRIC B+T

S1048/S1096

Detección de **β -lactámicos** y **Tetraciclinas** en leche de vaca, cabra y oveja

- Formato de tira
- Validado por: **ILVO | LILC | PIWET**

ILVO  



SYMMETRIC BTS

S1248/S1096

Detección de **β -lactámicos**, **Tetraciclinas** y **Sulfonamidas** en leche de vaca, cabra y oveja

- Formato de tira
- Validado por: **ILVO**

ILVO





DE LA GRANJA A LA NUBE


Obtenga resultados
en tiempo real
con nuestra
**Aplicación
móvil Android**



3 gotas de leche fría



No necesita incubación



Resultados cuantitativos y localización GPS

